

北京市新生儿耳聋基因筛查信息系统操作指南

用户：区县妇幼保健院

功 能	操 作 步 骤
登陆准备	<p>步骤一：确认扫描枪端口（如：com4），详见用户手册。</p> <div style="text-align: center;">  <p>快捷方式 到 串口转键盘</p> </div> <p>步骤二：点击桌面的串口转键盘软件，正确选择端口后连接。</p> <p>步骤三：点击电脑右下角任务栏中输入法，调整为英文输入法（美式键盘状态）。</p>
登陆系统	<p>步骤一：打开 IE 浏览器，在地址栏录入网址 http://www.erlongshaicha.com/。</p> <p>步骤二：输入用户名、密码，点击 。</p>
卡片接收（扫描）	<p>步骤一：点击左侧的“卡片接收（扫描）”，进入操作页面。</p> <p>步骤二：点击“接收框”，将光标移至框内。</p> <p>步骤三：扫描枪瞄准卡片上二维码，依次扫码，完成扫描并自动储存卡片信息，建立一个新的新生儿档案。</p>
统计当批接收的 卡片数量	<p>步骤一：点击“接收小计”，进入当批小计页面。</p> <p>步骤二：自动统计当批接收的血片的采血单位名称、接收卡片数量、退卡数量、退卡率。</p> <p>步骤三：选择“打印”或“下载”，备份数据。</p>
生成统计表	<p>步骤一：点击“接收统计”，进入统计页面。</p> <p>步骤二：选择起止日期后点击“查询”，系统生成汇总表格。</p>

	<p>步骤三：选择“打印”或“下载”，备份统计汇总数据。</p>
区县妇幼退卡	<p>步骤一：点击“受试者列表”，进入列表。</p> <p>步骤二：扫描需退卡血片的二维码（或手工录入筛查编号），开始搜索，显示相应卡片受试者的信息。</p> <p>步骤三：点击 ，选择退卡原因后，点击“完成”。</p>
区县妇幼追访	<p>步骤一：点击“受试者列表”，进入列表。</p> <p>步骤二：手工录入需追访的筛查编号，开始搜索，显示相应卡片受试者的信息。</p> <p>步骤三：点击 ，记录追访情况，点击“完成”。</p>
卡片接收(手工录入)	<p>步骤一：点击左侧的“卡片接收（手工录入）”，进入操作页面。</p> <p>步骤二：逐项手工录入信息，点击“保存。”</p>